

PROVA PRATICA N. 2




121/min
-/-mmHg

N. ordine
Indicazione
Farmaco 1
Farmaco 2
Farmaco 3


QRS : 82 ms
QT / QTcBaz : 358 / 508 ms
PQ : - ms
P : - ms
RR/pp : 496 / 1034 ms
P/QRS/T : - / -58 / 38 Gradi

Utilizzatore:
Medico accettaz:
Medico richiedente:
Medico cur:

[Signature]



2



Analizzatore

Modello: GEM® Premier 4000
 Area: MAGPRS
 Nome: MAGPRS40K
 S/N: 09092889

Misurati (37.0°C)

pH	7.44	
pCO ₂	↓ 23	mmHg
pO ₂	↑ 118	mmHg
Na ⁺	135	mmol/L
K ⁺	3.7	mmol/L
Cl ⁻	↑ 109	mmol/L
Ca ⁺⁺	1.13	mmol/L
Glu	↑ 249	mg/dL
Lac	↑ 3.8	mmol/L

CO-Ossimetro

ihb	↓ 8.7	g/dL
O ₂ Hb	97.1	%
COHb	1.5	%
MetHb	1.0	%
HHb	0.3	%
so ₂	99.7	%

Derivati

BE(B)	-7.4	mmol/L
AG	14	mmol/L
P/F Ratio	562	mmHg
HCO ₃ ⁻ (c)	15.6	mmol/L
paO ₂ /pAO ₂	0.98	
Hct(c)	26	%

Inseriti

Temp	37.0	°C
O ₂ / Vent		
FIO ₂	21.0	%