

PROVA PRATICA N. 1

Commenta la seguente emogasanalisi arteriosa (vedi sotto) eseguita dopo la nascita in nato a termine di peso 4390 g, da parto spontaneo complicato da distocia di spalla (necessità di 30 secondi di PPV in maschera poi in respiro spontaneo). Quali provvedimenti?

Tipo di campione	Maschio		
T	Arterioso		
FO ₂ (I)	37,0 °C		
	21,0 %		
Valori emogas			
↓ pH	7,188		
↓ pCO ₂	26,2	mmHg	[7,350 - 7,450]
↑ pO ₂	119	mmHg	[35,0 - 45,0]
Valori ossimetrici			
↑ ctHb	19,8	g/dL	[12,0 - 18,0]
sO ₂	99,0	%	[75,0 - 99,0]
↑ FO ₂ Hb	97,7	%	[94,0 - 97,0]
FCOHb	1,1	%	[0,0 - 1,5]
FtHb	1,0	%	[0,0 - 1,5]
FMetHb	0,2	%	[0,0 - 0,5]
FHbF	87	%	[-]
Hct _c	60,7	%	[-]
Valori elettroliti			
cK ⁺	5,0	mmol/L	[3,5 - 5,3]
↓ cNa ⁺	133	mmol/L	[135 - 148]
cCa ⁺⁺	1,13	mmol/L	[1,13 - 1,32]
cCl ⁻	103	mmol/L	[98 - 106]
? cCa ⁺⁺ (7,4) _c		mmol/L	
Valori metaboliti			
↑ cGlu	155	mg/dL	[60 - 110]
↑ cLac	13,4	mmol/L	[- 1,3]
↓ cBil	0,0	mg/dL	[0,2 - 2,9]
Valori corretti con la temperatura			
pH(T)	7,188		
pCO ₂ (T)	26,2	mmHg	
pO ₂ (T)	119	mmHg	
Stato di ossigenazione			
ctO _{2c}	27,3	Vol%	
p50 _e	24,91	mmHg	
pO ₂ (a)/FO ₂ (I) _c	566	mmHg	
Stato acido-base			
cBase(Ect) _c	-18,3	mmol/L	
cBase(B) _c	-16,2	mmol/L	
cHCO ₃ ⁻ (P.st) _c	13,2	mmol/L	
cHCO ₃ ⁻ (P) _c	10,0	mmol/L	
ctCO ₂ (B) _c	19,6	Vol%	

PROVA PRATICA N. 2

Commenta RX e descrivi interventi da effettuare con procedura oppure posizionamento drenaggio toracico: indicazioni, procedura



PROVA PRATICA N. 3

Commenta ecografia cerebrale

