



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE (UNIFE) UOL DI GENETICA MEDICA

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (OSPFE) UOC DI GENETICA MEDICA

Direttore: Prof.ssa Alessandra Ferlini - email : fla@unife.it

<http://www.ospfe.it/genetica-medica>

Modalità invio campioni per analisi array-CGH

Materiale richiesto:

- 3-5 mL di sangue venoso del probando raccolto sterilmente in due provette contenenti EDTA (vacutainer tappo viola). Non è necessario il digiuno.
- Etichettare le provette con il cognome ed il nome e data di nascita del paziente.
- Nel caso sia indicato, dopo l'analisi del probando, effettuare accertamenti sui genitori, i prelievi di sangue vanno raccolti in EDTA o in EPARINA secondo gli accordi presi con il laboratorio e inviati con le stesse modalità.

Modulistica da allegare:

- Modulo richiesta "Citogenetica e array-CGH Postnatale (sangue e altri tessuti)" adeguatamente compilato.
- Modulo "Scheda Clinica Paziente array-CGH" adeguatamente compilato.
- Modulo "Consenso informato" adeguatamente compilato.

Modalità di conservazione ed invio del prelievo:

- L'invio dei campioni va prenotato via MAIL a geneticamedica@pec.ospfe.it (non si accettano campioni se non regolarmente prenotati).
- Inviare i prelievi a temperatura ambiente in modo che giungano a destinazione entro e non oltre le 24 ore. In caso di impossibilità ad inviarli in giornata, conservare al massimo per 24 ore in frigorifero (a $+2\div 8$ °C). NON CONGELARE.

Giorni di accettazione dei campioni:

- I campioni in EDTA si accettano dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)
- I campioni in EPARINA si accettano il lunedì, il martedì e il venerdì entro e non oltre le ore 13.

Informazioni: Tel: 0532- 974403/237773

Prenotazioni consulenze genetiche in gravidanza: Tel. 0532- 236491 (lun-ven, 11-13)

Per altre consulenze: CUP Numero Verde 800532000

Sede Formativa della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica UNIFE

Via Fossato di Mortara, 74 - 44121 Ferrara

e-mail segreteria: sog@unife.it; geneticamedica@pec.ospfe.it